



Офис:

277-67-29, 277-86-11

277-86-21, 277-86-39

Склад:

-904-210-75-03

ООО "Алекс-Медика"

394018 г. Воронеж, ул. Свободы, 45

WWW. Alex-Medica.ru E-mail: mail@alexmd.vrn.ru



## Работы по сервису и поверке дозаторов любого производителя в 2016 году.

| Вид работ<br>Тип дозатора                 | Техническое обслуживание<br>(включает калибровку без выдачи сертификата) | Ремонт<br>(включает ТО, калибровку без выдачи сертификата) | Поверка с выдачей свидетельства<br>Для дозаторов менее 50 мкл – по договоренности |
|---|--|--|---|
| Одноканальный дозатор переменного объема  | 1300,00  | 1 770,00   | 690,00  |
| Многоканальный дозатор переменного объема | 1710,00  | 2 065,00   | 1310,00   |

К **одноканальным дозаторам** относятся: механические и электронные одноканальные дозаторы переменного и фиксированного объемов дозирования, а также титраторы и флакон-диспенсеры (дозаторы на бутылки).

К **многоканальным дозаторам** относятся: механические и электронные 4-, 8- и 12-канальные дозаторы.

| Вид работ                | Производимые действия*<br>Стоимость запасных частей и деталей оплачивается отдельно  |
|--------------------------|--|
| Техническое обслуживание | Диагностика, чистка, смазка, замена прокладки, замена аккумулятора (для электронных дозаторов), замена сбрасывателя(аккумулятор и сбрасыватель наконечника оплачиваются отдельно), подготовка к метрологической аттестации (поверке), калибровка . |
| Ремонт                   | Техническое обслуживание + замена всех необходимых деталей (оплачиваются отдельно)   |
| Свидетельство о поверке  | Выдача свидетельства и поверке. Производится только после проведения профилактики и/или ремонта  |

\* приблизительное описание. Возможные отличия в действиях зависят от модели и производителя дозатора

### Рекомендуемый порядок работ:

- для дозаторов перед очередной поверкой: ТО, проверка калибровки и гарантированная поверка;

- для неисправных дозаторов: ремонт, ТО, проверка калибровки и гарантированная поверка;

Все услуги лицензированы:

Бессрочная лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития  
№ 99-04-000827 от 17.01.2014 г. на ТО и ремонт МТ

Уведомление № 120СИ0011830314 ФА по техническому регулированию и метрологии на ремонт СИМН от  
17.03.2014 г.